


nexttec 1-Step DNA Isolation Kit for Blood mini (bis 15 µl), 10 nexttec Clean Columns



10 Reaktionen

Artikel-Nr.: 395510N | nexttec

24,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Gewebe/Organismus: Blut

Methode: Säule invers

Nukleinsäure: genomische DNA

Verpackung: 10 Reaktionen

Der Blut Kit Mini ist optimal zur Aufreinigung genomischer DNA aus kleinen Mengen (15 µl) frischem oder gefrorenem Vollblut (EDTA oder Heparin) geeignet. Humanblut sowie Blut verschiedener Haustiere (Rind, Pferd, Schwein, Kaninchen, Schaf) wurde erfolgreich eingesetzt.

Ausgangsmaterial: frisches oder gefrorenes Blut (Heparin, EDTA)

Ausbeute: bis zu 0,1 µg abhängig vom Ausgangsmaterial

Volumen: üblicherweise 120 µl

Lysezeit: 60 min. bis über Nacht

Nachfolgende Anwendungen: PCR, Realtime PCR, Genotyping