

# Spannungsgeber C, 300 V, 700 mA, 150 W

programmierbar



1 Stück

Artikel-Nr.: 612035 | Biozym

**639,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Eigenschaften:** 300 V, 700 mA, programmierbar  
**Kategorie:** Blotting, Elektrophorese  
**Produktlinie:** Spannungsgeber C  
**Produkttyp:** Spannungsversorgung  
**Verpackung:** 1 Stück

**Ideal für horizontale Gelelektrophorese und vertikale Mini-Systeme**

### Die Vorteile:

- High Performance - einfach zu bedienen
- Programmierbar - konstanter Strom oder konstante Spannung einstellbar
- Praktische "Pause-/Resume-Taste"
- Timer mit Alarm-Funktion

### Die Daten:

- **Spannungsbereich:** 5-300 V
- **Ausgangsstrom:** 1-700 mA
- **Leistung:** max. 150 W
- **Programmierung:**
  - **Modi:** konstante Spannung oder konstanter Strom (in 1 mA- bzw. 1 V-Schritten einstellbar)
  - **Timer:** 1 bis 999 min (mit Alarm-Funktion)
  - praktische "Pause-/Resume-Taste"
- **Ausgänge:** fünf, parallel