

Pacific Blue anti-human CD20

Mouse IgG2b, kappa
2H7

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B302328 | **BioLegend** | Herstellernummer: 302328

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 2H7

Format: PB

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Pacific Blue anti-human CD20

Clone: 2H7

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: B1, Bp35

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PB

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3330>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>