

384 Well PCR Platte, farblos, mit Barcode

Skirted, ABI-Type, mit 1 Einbuchtung

DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 711212 | Biozym

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Eigenschaften: alphanumerische Codierung, mit Barcode

Farbe: farblos

Format: full skirted

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: Classic Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 10 Stück