


EasyPhor PAGE Mini Elektrophorese & HI Blotting

Komplettsystem für vertikale Elektrophorese
& High Intensity Blotting (10x10 cm)



1 Stück

Artikel-Nr.: 615861 | Biozym

1.213,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: HI Blotting Modul, Komplettsystem für Elektrophorese und Blotting

Format: 10 x 10 cm

Kategorie: Protein-Elektrophorese und Blotting

Produktlinie: EasyPhor V + B

Produkttyp: PAGE Mini Kombisystem

Verpackung: 1 Stück

Komplett-System für vertikale Elektrophorese und anschließendes High Intensity Blotting von 2 Minigelen (10x10 cm)

Die im Blotting Modul integrierten Plattenelektroden sorgen für einen schnellen effizienten Transfer (in der Regel < 1 h).

Das System beinhaltet folgende Komponenten:

- Vertikale Elektrophoresekammer mit
 - 2 normalen Glasplatten (2 mm Stärke) mit gebundenen Spacern (Stärke 1 mm)
 - 2 U-förmig ausgeschnittenen Glasplatten (2 mm Stärke)
 - 2 Kämmen (12 Zähne, Stärke 1 mm)
 - einer Begrenzer-Platte für Einzelgelläufe
 - einer Gel-Gießbasis zum einfacheren Gießen der Gele
 - einem Kühlpack
- Elektroblotting Einheit bestehend aus
 - einem High Intensity Elektroblotting Modul mit Plattenelektroden
 - 2 Kompressionskassetten für Gele der Größe 10x10 cm
 - 8 Blotting Pads (Fasermatten)