

EasyPhor PAGE WetBlotter Mini HI System, 10x10 cm

mit 2 Kassetten, 8 Fasermatten (Pads)
kompatibel mit anderen Modulen



1 Stück

Artikel-Nr.: 615875 | Biozym

774,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: kombinierbar mit EasyPhor PAGE System, Komplettsystem für HI Blotting

Format: 10 x 10 cm

Kategorie: Blotting

Produktlinie: EasyPhor B

Produkttyp: PAGE WetBlotter Mini HI System

Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Ideal für Western Blots der Größe 10 x 10 cm
- Kassettenarchitektur stellt homogenen Kontakt zwischen Gel und Membran her
- Größere elektrische Feldstärke und höhere Stromdichte durch Einsatz von Plattenelektroden ermöglichen schnelleren und effizienteren Transfer
- 2 Blots können parallel bearbeitet werden
- Flexibler standardisierter Aufbau, der die Nutzung anderer Module (z. B. für Elektrophorese) erlaubt

Das System besteht aus:

- Tank mit Deckel
- High Intensity Elektroblotting-Einsatz
- 2 Blotting Kassetten mit Fasermatten (8 Blotting-Pads)
- einem Kühlpack

Technische Spezifikationen:

- Geräteabmessungen: (B x L x H): 19 x 13 x 15 cm
- Maximale Probenkapazität: 2 Blots à 10 x 10 cm
- Puffervolumen: maximal 1200 ml
- Transferzeit: < 1 h
- Elektrodenabstand: 2 cm