

EasyPhor PAGE Wetblotter Maxi WAVE HI System 20x20

mit 1 Kassette, 6 Fasermatten (Pads)
kompatibel mit anderen WAVE Modulen



1 Stück

Artikel-Nr.: 615888 | Biozym

1.111,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: kombinierbar mit EasyPhor PAGE Systemen, Komplettsystem für HI Blotting

Format: 20 x 20 cm

Kategorie: Blotting

Produktlinie: EasyPhor B

Produkttyp: PAGE WetBlotter Maxi Wave HI System

Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Ideal für Western Blots der Größe 20 x 20 cm
- Kassettenarchitektur stellt homogenen Kontakt zwischen Gel und Membran her
- Größere elektrische Feldstärke und höhere Stromdichte durch Einsatz von Plattenelektroden ermöglichen schnelleren und effizienteren Transfer
- Flexibler standardisierter Aufbau, der die Nutzung anderer WAVE Module (z.B. für Elektrophorese) erlaubt

Das System beinhaltet folgende Komponenten:

- Tank mit Deckel
- High Intensity Elektroblotting-Einsatz
- Abnehmbare Kühlschlange
- 1 Blotting Kassette mit Fasermatten (6 Blotting-Pads)

Technische Spezifikationen:

- Maximale Gelgröße: 20 x 20 cm
- Kapazität des Blotters: 4 Mini Gele, 2 Mini Wide Gele, 1 Maxi oder Maxi WAVE Gel
- Puffervolumen: maximal 6,4 l
- Transferzeit: 1-2 h
- Elektrodenabstand: 4 cm