


Quattro-Rack, farblos

32x0.5ml, 32x1.5/2.0ml, 12x15ml, 4x50ml

LxBxH = 173 x 91 x 50 mm



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 730170 | Biozym

50,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Farbe: farblos

Gefäßgröße: 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml, 15 ml, 50 ml

Stellplätze: 4, 12, 32

Verpackung: Packung à 5 Stück

Die Bohrungen erlauben folgende Maximalbestückung:

- 32 Gefäße der Größe 0.5 ml (alphanumerisch codiert)
- 32 Gefäße der Größe 1.5 oder 2.0 ml (alphanumerisch codiert)
- 12 Gefäße der Größe 15 ml (numerisch codiert)
- 4 Gefäße der Größe 50 ml (numerisch codiert)

Weitere Daten:

- Abmessungen des einzelnen Racks: L x B x H = 173 x 91 x 50 mm
- Autoklavierbar
- Geeignet für den Einsatz in Tiefkühlgeräten (-90 °C)