


96 Well 0.2 ml 8-TubeStrip Platte, reißbar

frosted, fixierbar mit Gitter Art.71252X (X=0-3)
High Profile, DNA-/DNase-, RNA/RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 25 Platten = 2400 Tubes

Artikel-Nr.: 712511 | Biozym

116,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: reißbar

Farbe: frosted

Kategorie: 8er-Streifen, 48-Well Platte, 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 25 Platten = 2400 Tubes, Packung à 25 Stück = 2400 Tubes

Volumen: 0.2 ml