

## Gusto High-Speed Mini-Zentrifuge

Basiseinheit mit 2 Rotoren



1 Stück

Artikel-Nr.: 552310 | Biozym

**989,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Display (LCD):** ja

**Drehzahlregelung/Timer:** ja

**Kapazität:** 1.5/2.0 ml

**max. RCF (x g):** bis 10000

**Positionen (1.5/2.0 ml):** 9 bis 12

**Verpackung:** 1 Stück

- Zentrifugieren mit bis zu 12.500 rpm (9.800 x g)
- Einfache Bedienung: Tubes einsetzen, Deckel schließen, Geschwindigkeit und Zeit einstellen, Start drücken
- Zwei Rotoren inklusive (werkzeugfreier Rotorwechsel in Sekunden)
  - Standard-Rotor mit Deckel für 1,5/2,0 ml Tubes, sowie 0,2 und 0,5 ml Tubes mit Adapter
  - Strip-Rotor für 32 x 0,2 ml Tubes oder vier 8-Well Strips
- Quick-Spin Button für übliche 20-Sekunden Zentrifugation
- Safety Features: Unwucht- und Tilt-Detektion
- Vibrations- und geräuscharmer Betrieb