

FOXP3 Fix/Perm Buffer (4X)

BioLegend
From Revvity



30 mL

Artikel-Nr.: B421401 | BioLegend | Herstellernummer: 421401

57,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICFC

Format: SOLUTION

Species of Origin: N/A

Verpackung: 30 mL

FOXP3 Fix/Perm Buffer (4X)

Clone:

Isotype:

Other_Names: FOXP3 Fixation/Permeabilization Buffer

Size: 30 mL

Reactivity:

Format: SOLUTION

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6398>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>