

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.1 ml, weiß

Optical Clear Flat Cap, Low Profile, Uncutable
DNA-, DNase-, RNasefrei



Vorteilspackung à 1200 SoftStrips

Artikel-Nr.: 710977X | Biozym

619,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Eigenschaften: uncutable

Farbe: weiß

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Vorteilspackung à 1200 SoftStrips

Volumen: 0.1 ml

Mit Optically Clear Flat Caps für Realtime PCR Anwendungen.
DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitorenfrei