

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblos

Domed Cap, High Profile, Cutable

DNA-, DNase-, RNasefrei



Vorteilspackung à 1200 SoftStrips

Artikel-Nr.: 710980X | Biozym

619,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Eigenschaften: Cutable

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: Vorteilspackung à 1200 SoftStrips

Volumen: 0.2 ml