

ripette, manueller Handdispenser, pink mit Stepperfunktion für Multitips, Ritips und Ritips Evolution

1 Stück

Artikel-Nr.: 658001 | Ritter

256,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kategorie: Stepper

Marke: ripette

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

ripette Standard pink

Die ripette zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Komfortabler Hand-Dispenser für Serierendosierungen
- 5 Stellrad Einstellungen ermöglichen 40 verschiedene Volumina
- Kostengünstig
- Genaues Dosieren gewünschter Volumina
- Geringes Gewicht (ca. 100 g)
- Leicht bedienbares Einstellrad
- Keine Verschleißteile
- Wartung und Instandhaltung nicht notwendig
- Die Verwendung von "Ritips" wird empfohlen