

Purified anti-mouse F4/80

Rat IgG2a, kappa
BM8

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B123101 | **BioLegend** | Herstellernummer: 123101

28,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC, IHC, WB
Clone: BM8
Format: PURE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 50 µg

Purified anti-mouse F4/80

Clone: BM8
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: EMR1, Ly71
Size: 50 µg

Reactivity: Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IHC, WB
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4064>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>