

PE anti-mouse CD34

Armenian Hamster IgG
HM34

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B128609 | **BioLegend** | Herstellernummer: 128609

70,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HM34

Format: PE

Isotype: Armenian Hamster IgG

Species of Origin: Armenian Hamster

Verpackung: 50 µg

PE anti-mouse CD34

Clone: HM34

Isotype: Armenian Hamster IgG

Other_Names: Mucosialin

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6332>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>