


96 Well PCR Platte, weiß, ABI Sequenzer 3100/30

Semi Skirt, High Profile, Eckschnitt A12

DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 710895 | Biozym

45,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckschnitt: A12

Eigenschaften: ABI Sequenzer 3100/3130, alphanumerische Codierung

Farbe: weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 10 Stück

Volumen: 0.2 ml