

## Handschuhe SHIELDskin Xtreme Steril Nitril 600 DI+

Größe 5.5, puderfrei  
Kat. III PSA (EU) 2016/425



5 Polybags à 20 Paare



Artikel-Nr.: 743260 | SHIELD | Herstellernummer: 698781

Preis auf Anfrage

### Beschreibung

**AQL:** 0.65

**Einsatzbereich:** Reinraum - DI+

**Größe:** XXS/5.5

**Handschuhdesign:** einwandig, handspezifisch, texturierte Finger + Handflächen

**Länge:** 600 mm

**Material:** Nitril

**Produktlinie:** SHIELDskin XTREME

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 5 Polybags à 20 Paare

**Zertifikate:** ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus

#### SHIELDskin Xtreme Steril Nitril 600 DI+

##### Steril: Biologische Kontaminationskontrolle

- Sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (PSA Direktive 89/686/EEC)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier, weißer Nitrilhandschuh
- Handspezifisch
- 600 mm / 0.15 mm (EN 420:2003 + A1:2009)
- AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 2)
- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht
- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015 ersetzt EN 374-3:2003)
- Typischer Partikelwert: weniger als 900 pro cm<sup>2</sup> > 0.5 µm
- Getestet gemäß EN1149-1-2-3 & 5
- Gefahr Typ I Proteinallergie ausgeschlossen - Typ IV Chemikalienallergie reduziert