

Handschuhe SHIELDskin Xtreme Steril Nitril 600 DI+

Größe 5.5, puderfrei

Kat. III PSA (EU) 2016/425



5 Polybags à 20 Paare



Artikel-Nr.: 743260 | **SHIELD** | Herstellernummer: 698781

Preis auf Anfrage

Beschreibung

AQL: 0.65

Einsatzbereich: Reinraum - DI+

Größe: XXS/5.5

Handschuhdesign: einwandig, handspezifisch, texturierte Finger + Handflächen

Länge: 600 mm

Material: Nitril

Produktlinie: SHIELDskin XTREME

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Polybags à 20 Paare

Zertifikate: ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus

SHIELDskin Xtreme Steril Nitril 600 DI+

Steril: Biologische Kontaminationskontrolle

- Sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (PSA Direktive 89/686/EEC)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier, weißer Nitrilhandschuh
- Handspezifisch
- 600 mm / 0.15 mm (EN 420:2003 + A1:2009)
- AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 2)
- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht
- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015 ersetzt EN 374-3:2003)
- Typischer Partikelwert: weniger als 900 pro cm² > 0.5 µm
- Getestet gemäß EN1149-1-2-3 & 5
- Gefahr Typ I Proteinallergie ausgeschlossen - Typ IV Chemikalienallergie reduziert