

Parafilm M, Rolle 100 mm x 38 m

Vorteilsgroßpackung
4 IN. X 125 FT, PM-996



Packung à 120 Stück

Artikel-Nr.: 743311X | Biozym

4.458,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: Packung à 120 Stück

Mit der Parafilm Verschlussfolie lassen sich Laborverbrauchsmaterial und Gefäße absolut dicht verschließen. Das Material lässt sich bis zu 200% dehnen und passt sich unregelmäßigen Formen und Oberflächen an.

- Bis zu 48 Stunden beständig gegen Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen
- Wasserundurchlässig, gasdurchlässig, geruch- und geschmacklos
- Dauergebrauchstemperatur: - 45° bis + 50° C