

PCR TW Tube, 0.2 ml, farblos, ultra klar

High Profile, Flat Optical Cap, extra stark

DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 712025 | Biozym

46,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Farbe: farblos

Kategorie: Einzelgefäße

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Volumen: 0.2 ml