

Spitzen, 10 µl, farblos

Volumen 0.5-20 µl, 4 Graduierungen 2/5/10/20 µl

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 720031 | Biozym

27,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 2.5 und 10 µl
- Biohit mLine 3 und 10 µl
- Brand Transferpette 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl (anthrazit) und 10 µl (grau)
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Gilson Pipetman P-2 und P-10
- Nichiryo 2 und 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10
- Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-10
- Socorex 2 und 10 µl (grün)