

Spitzen, 10 µl, farblos, steril

Volumen 0.5-20 µl, 4 Graduierungen 1/5/10/20 µl

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Klappdeckel-Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 720038 | Biozym

57,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Klappdeckel-Racks à 96 Stück