

PE anti-human/mouse CD49f

Rat IgG2a, kappa
GoH3

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B313611 | **BioLegend** | Herstellernummer: 313611

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: GoH3

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 tests

PE anti-human/mouse CD49f

Clone: GoH3

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: VLA-6 alpha chain, alpha6 integrin, integrin alpha6, ITGA6

Size: 25 tests

Reactivity: Human, Mouse, Cynomolgus, Rhesus

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4108>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>