

Biozym RF3000, elektronische Pipettierhilfe

Netzteil, Ständer, Wandhalter, 1 Ersatzfilter

Ersatzfilter Art.-Nr. 675300



1 Stück

Artikel-Nr.: 664004 | Biozym

268,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Kategorie: Pipettierhilfe

Marke: Evoluter

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Spezifikationen:

- Für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml
- Strom: 1 x Li-Ionen Batterie, austauschbar; AC Adapter 100 – 240 VAC, 50/60 Hz mit 4 austauschbaren Steckern für US/Japan/Taiwan; Europa Kontinent/Israel, Australien und UK
- Filter: Hydrophob 0.45 µm, austauschbar
- Pipettenauslass: Polypropylen, autoklavierbar
- Maße: 152 x 152 x 41 mm
- Garantie: 12 Monate

Der Biozym RF 3000 setzt Maßstäbe.

Vorteile:

- Ergonomische Form zur Schonung von Hand und Arm während der Pipettiervorgänge
- Beidhändig verwendbare Griffschalen
- Weiche, konkav geformte Pipettierknöpfe unterstützen ermüdungsfreies Pipettieren
- Geringes Gewicht
- Verwendung von gewichtssparenden, hochwertigen Li-Ionen Batterien
- bis zu 20 h kontinuierliches Arbeiten mit einer Batterieladung möglich
- UV resistenter, stoßfester Kunststoff
- Exzellente Genauigkeit und Reproduzierbarkeit durch Mikroprozessor Steuerung
- Kraftvoller Motor für schnelle, dennoch außerordentlich feinfühlig Aspirations- und Dispensierung
- Einhändige Verstellmöglichkeit der Geschwindigkeitseinstellungen
- Einstellungen von „High“, „Low“ oder „Gravity Mode“ Geschwindigkeiten
- Bestätigung der gewählten Einstellung durch LED Anzeige
- Umfangreiches, mitgeliefertes Zubehör wie :
 - AC Adapter von 100 bis 240 VAC 50/60 Hz mit 4 wechselbaren Steckeradaptern
 - 3 x 0.45 µm Ersatzfilter

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- 5 austauschbare Auslassadapter in verschiedenen Farbtönen
- Magnetischer Wandhalter (kann auch verschraubt werden)
- Ständer für Pipettierhilfe