

Ultra-LEAF Purified anti-human CD3

Mouse IgG2a, kappa
HIT3a

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B300331 | **BioLegend** | Herstellernummer: 300331

69,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HIT3a

Format: ULEAF

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Ultra-LEAF Purified anti-human CD3

Clone: HIT3a

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: T3, CD3epsilon

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: ULEAF

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7741>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>