

MasterPure Yeast DNA Purification Kit

Lucigen



200 Isolierungen

MasterPure™

Artikel-Nr.: 160506 | [Lucigen](#) | Herstellernummer: MPY80200

531,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Gewebe/Organismus: Hefe
Methode: Salzfällung
Nukleinsäure: genomische DNA
Verpackung: 200 Isolierungen

Zur Isolierung von DNA aus Hefen (z. B. *Candida*, *Saccharomyces*, *Pichia*, *Schizosaccharomyces*) und Pilzen (z. B. *Aspergillus*, *Penicillium*).

Typische Anwendungen:

- PCR
- Southern Blotting
- „Genomic Library Preparation“
- Identifizierung und Typisierung von Pilzen

Inhalt des Kits:

- Hefe Zell-Lysis Lösung
- MPC Protein Präzipitationslösung
- TE Puffer
- RNase A