

Pacific Blue anti-mouse CD49b (pan-NK cells)

Rat IgM, kappa
DX5

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B108917 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 108917

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: DX5
Format: PB
Isotype: kappa, Rat IgM
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

Pacific Blue anti-mouse CD49b (pan-NK cells)

Clone: DX5
Isotype: Rat IgM, kappa
Other_Names: alpha2 integrin, VLA-2 alpha chain, DX5, Integrin alpha2 chain, ITGA2
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse
Format: PB
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6571>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>