

Purified anti-human CD226 (DNAM-1)

Mouse IgG1, kappa
TX25

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B337102 | **BioLegend** | Herstellernummer: 337102

75,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: TX25

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD226 (DNAM-1)

Clone: TX25

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: DNAM-1, PTA1, TLISA1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5398>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>