

PE anti-human CD112 (Nectin-2)

Mouse IgG1, kappa
TX31

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B337409 | **BioLegend** | Herstellernummer: 337409

70,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: TX31

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD112 (Nectin-2)

Clone: TX31

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Poliovirus Receptor Related 2 Protein (PRR2), Nectin-2, Hve B

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5442>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>