

Purified anti-human CD328 (Siglec-7)

Mouse IgG1, kappa
6-434

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B339202 | **BioLegend** | Herstellernummer: 339202

81,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 6-434

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD328 (Siglec-7)

Clone: 6-434

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Siglec7 (Sialic-binding Ig like lectin 7), p75, AIRM1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5646>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>