

APC anti-human CD307d (FcRL4)

Mouse IgG2b, kappa
413D12

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B340206 | **BioLegend** | Herstellernummer: 340206

217,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 413D12

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD307d (FcRL4)

Clone: 413D12

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: FcRL4 (Fc receptor-like 4), IRTA1, IGFP2

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7063>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>