

Purified anti-human CD307e (FcRL5)

Mouse IgG2a, kappa
509f6

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B340302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 340302

194,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IP

Clone: 509f6

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD307e (FcRL5)

Clone: 509f6

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: CD307, IRTA2, FcRH5, IFGP5, BXMAS1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IP

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5702>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>