

PE anti-human CD158f (KIR2DL5)

Mouse IgG1, kappa
UP-R1

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B341304 | **BioLegend** | Herstellernummer: 341304

212,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Clone: UP-R1
Format: PE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD158f (KIR2DL5)

Clone: UP-R1
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: KIR2DL5
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5809>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>