

Purified anti-human CD49c (integrin alpha3)

Mouse IgG1, kappa
ASC-1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B343802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 343802

81,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC, IHC-F, IP, WB
Clone: ASC-1
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD49c (integrin alpha3)

Clone: ASC-1
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: alpha3 integrin, integrin alpha3 chain, VLA-3 alpha chain, VLA3a, ITGA3
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IP, WB, IHC-F
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6051>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>