

APC anti-human CD49c (integrin alpha3)

Mouse IgG1, kappa
ASC-1

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B343808 | **BioLegend** | Herstellernummer: 343808

189,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: ASC-1

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD49c (integrin alpha3)

Clone: ASC-1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: alpha3 integrin, integrin alpha3 chain, VLA-3 alpha chain, VLA3a, ITGA3

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6810>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>