

Purified anti-human CD73 (Ecto-5'-nucleotidase)

Mouse IgG1, kappa
AD2

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B344002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 344002

111,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Block, FC, IHC-F
Clone: AD2
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD73 (Ecto-5'-nucleotidase)

Clone: AD2
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Ecto-5'-nucleotidase, E.C3.1.3.5, L-VAP-2, NT5E, 5'-NT
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IHC-F, Block
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6091>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>