

PerCP anti-human CD3

Mouse IgG1, kappa
SK7

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B344813 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 344813

115,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: SK7

Format: PERCP

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PerCP anti-human CD3

Clone: SK7

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: T3, CD3epsilon

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PERCP

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6933>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>