

Purified anti-human CD271 (NGFR)

Mouse IgG1, kappa
ME20.4

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B345101 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 345101

72,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F, IHC-P, IP, WB

Clone: ME20.4

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-human CD271 (NGFR)

Clone: ME20.4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: p75NTR, TNFRSF16, p75(NTR), Gp80-LNGFR, NGFR, Nerve Growth Factor Receptor

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IP, WB, IHC-P, IHC-F

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6208>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>