

APC anti-human CD271 (NGFR)

Mouse IgG1, kappa
ME20.4

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B345108 | **BioLegend** | Herstellernummer: 345108

261,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: ME20.4

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD271 (NGFR)

Clone: ME20.4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: p75NTR, TNFRSF16, p75(NTR), Gp80-LNGFR, NGFR, Nerve Growth Factor Receptor

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6877>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>