

## Purified anti-human Delta-like protein 1 (DLL1)

Mouse IgG1, kappa  
MHD1-314

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B346402 | **BioLegend** | Herstellernummer: 346402

**84,75 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** MHD1-314

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-human Delta-like protein 1 (DLL1)

Clone: MHD1-314

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: DLL1, Delta1, DL1, Delta, delta-like 1, DLL

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6322>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>