

PE anti-human Delta-like protein 1 (DLL1)

Mouse IgG1, kappa
MHD1-314

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B346403 | **BioLegend** | Herstellernummer: 346403

87,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: MHD1-314

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human Delta-like protein 1 (DLL1)

Clone: MHD1-314

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: DLL1, Delta1, DL1, Delta, delta-like 1, DLL

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6323>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>