

APC anti-human Delta-like protein 4 (DLL4)

Mouse IgG1, kappa
MHD4-46

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B346507 | **BioLegend** | Herstellernummer: 346507

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: MHD4-46

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

APC anti-human Delta-like protein 4 (DLL4)

Clone: MHD4-46

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Delta4, Drosophila Delta homolog 4

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7835>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>