

PE anti-human CD158d (KIR2DL4)

Mouse IgG1, kappa
mAb 33 (33)

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B347006 | **BioLegend** | Herstellernummer: 347006

216,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: mAb 33 (33)

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD158d (KIR2DL4)

Clone: mAb 33 (33)

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: KIR2DL4, 2DL4, p49, KIR103

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6382>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>