

APC anti-human Siglec-10

Mouse IgG1, kappa
5G6

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B347606 | **BioLegend** | Herstellernummer: 347606

220,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 5G6

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human Siglec-10

Clone: 5G6

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Sialic acid binding Ig-like lectin 10

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7806>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>