

Purified anti-human CD328 (Siglec-7)

Mouse IgG1, kappa
S7.7

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B347702 | **BioLegend** | Herstellernummer: 347702

134,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Block, FC, IP
Clone: S7.7
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD328 (Siglec-7)

Clone: S7.7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: QA79 membrane protein, Adhesion inhibitory receptor molecule 1, p75/AIRM1, D-siglec
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IP, Block
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6448>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>