

Purified anti-human CD360 (IL-21R)

Mouse IgG1, kappa
2G1-K12

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B347802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 347802

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 2G1-K12

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD360 (IL-21R)

Clone: 2G1-K12

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: IL-21 Receptor, novel interleukin receptor (NILR)

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6450>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>