

Ultra-LEAF Purified anti-human CD28

Mouse IgG1, kappa
CD28.2

BioLegend
From Revvity



1 mg

Artikel-Nr.: B302934 | **BioLegend** | Herstellernummer: 302934

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: Costim, FA, FC, IHC-F

Clone: CD28.2

Format: ULEAF

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 1 mg

Ultra-LEAF Purified anti-human CD28

Clone: CD28.2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: T44, Tp44

Size: 1 mg

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: ULEAF

App_Abbrev: FC, IHC-F, Costim, FA

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7743>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>