

PE/Cyanine7 anti-human CD45RA

Mouse IgG2b, kappa
HI100

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B304125 | **BioLegend** | Herstellernummer: 304125

76,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HI100

Format: PE_CYANINE7

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE/Cyanine7 anti-human CD45RA

Clone: HI100

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: GP180, L-CA, LCA, LY5, T200, PTPRC

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7055>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>