

Pacific Blue anti-human CD86

Mouse IgG2b, kappa
IT2.2

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B305423 | **BioLegend** | Herstellernummer: 305423

169,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: IT2.2

Format: PB

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Pacific Blue anti-human CD86

Clone: IT2.2

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: B7-2, B70

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PB

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3357>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>